

CATÁLOGO LÍNEA MÉDICA

Soluciones
integrales para
la prevención,
tratamiento y
remisión de
heridas.

Tecnología
de vanguardia
para su Centro
de Heridas

- Lifotronic
- Lavanid
- Ciruheal
- Medgel (Silimed)
- Cirumed
- Solventum
- Improscar

Aportando tecnología para el cierre precoz de las lesiones



NPT TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

LA TERAPIA POR PRESIÓN NEGATIVA (TPN) consiste en la aplicación de presión subatmosférica al lecho de una herida, como forma de tratamiento tópico y no invasivo de la misma, facilitando la cicatrización a través de una acción multimodal.



Canister

NP-800 LIFOTRONIC (NPWT) SISTEMA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA USO HOSPITALARIO

DESCRIPCIÓN.

- **Sistema de cicatrización no invasivo**, donde se utiliza una presión negativa localizada y controlada para estimular el tejido gralatorio en el lecho de las heridas agudas y/o crónicas.
- **Diseñado con configuraciones ajustables de capacidad y potencia de presión negativa** para adaptarse a las necesidades del personal médico.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Terapia de drenaje de limpieza (NP-800)

- Limpieza manual (Modo D)
- Limpieza automática, Limpieza primera (Modo E)
- Limpieza automática, Drenaje primero (Modo F)

Terapia de presión negativa con Instilación

- Eliminación del Biofilm
- Reduce el dolor al cambio de apósito
- Permite el control de humedad en lecho de la herida
- Permite la administración de distintas soluciones para la limpieza del lecho de la herida (Lavanid)



Aportando tecnología para el cierre precoz de las lesiones

➤ Lifotronic

NP-100/200 LIFOTRONIC (NPWT) SISTEMA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA PARA USO AMBULATORIO

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD NPWT NP-100

Con un diseño elegante y un funcionamiento silencioso, los pacientes pueden hacer un tratamiento móvil en la casa cómodamente.

- Diseño pequeño y ligero.
- El tamaño compacto ofrece una excelente portabilidad.
- Canister integrado de 300ml.
- Función de bloqueo de pantalla para evitar una operación falsa.
- Tratamiento silencioso con controles fáciles de usar.

CARACTERÍSTICAS NP-100/200



Canister

Rango de Presión

De -25MMHG A -200MMHG

Características del NP-100/200

Ajustes de presión:
-50 a -200mmHg

Alarmas de seguridad:

Batería baja
Vacío alto o bajo
Canister lleno
Finaliza el ciclo de vida de la
bomba de presión negativa



TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DESECHABLE

Innovador dispositivo inteligente para el tratamiento de heridas simple y avanzado de heridas con presión negativa desechable. Su diseño ultracompacto, ligero y silencioso permite un uso discreto bajo la ropa ya que constan de apósitos, tubos de succión y cinta de fijación. El apósito consta de una película superior de poliuretano, una capa absorbente de agua, una capa conductora de aire y una capa de contacto de gel de silicona



Aportando tecnología para el cierre precoz de las lesiones

➤ Lifotronic

CAREMASTER **¡NUEVO!** Sistema de Desbridamiento

Único sistema de desbridación ultrasónica con efecto de cavitación y fragmentación. Con aplicación hidrojet y succión simultánea programable.



SISTEMA DE FOTOTERAPIA CARNATION 86-S

Tecnología patentada de uso médico que aplica terapia de luz roja y azul para el cuidado de heridas.

Luz roja

Promueve el crecimiento de tejido de granulación, disminuye la inflamación y alivia el dolor

Luz azul

Desinfección en el manejo de biopelículas.



Soluciones para el lavado de heridas y retiro de biofilm

➤ Lavanid

DESCRIPCIÓN DE LAVANID®

LAVANID® son soluciones isosmóticas estériles para el lavado de heridas con una base de solución de ringer y un 0,04% de polihexanida.

La polihexanida impide el crecimiento de microorganismos en los apósitos y en la propia solución.

COMPOSICIÓN DE LAVANID®

Solución de ringer (disolución de electrolitos isotónica compuesta por cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio 2 H₂O y agua para inyectables), macrogol y polihexanida al 0,04% LAVANID®

Se puede utilizar en todas las fases de la cicatrización de heridas

¡SE PUEDE COMBINAR CON APÓSITOS SECUNDARIOS CONVENCIONALES!

FASES DE LA HERIDA	EXUDACIÓN			
	SECO	NORMAL	MODERADO	SEVERO
FASES DE INFLAMACIÓN	Gel de herida LAVANID® + Apósito transparente Semipermeable sobre la herida	GEL para heridas LAVANID® si es necesario + Apósito transparente semipermeable sobre la herida y/o + Apósito de espuma + fijación	Apósito compresivo o Apósito superabsorbente más fijación	Apósito superabsorbente + fijación
FASE DE EPITELIZACIÓN/GRANULACIÓN	Apósito transparente semipermeable sobre la herida	Gasa estéril más apósito transparente semipermeable sobre la herida.	Apósito compresivo más fijación o Apósito superabsorbente más fijación	Apósito superabsorbente más fijación



CUIDADO ÓPTIMO DE LA HERIDA

Limpie la herida con productos LAVANID®



Apósito primario



Fijación

Apósitos para el manejo avanzado de heridas

➤ Ciruheal

APÓSITO DE ALGINATO DE PLATA

DESCRIPCIÓN

Apósito compuesto de alginato de calcio y sodio en diferentes concentraciones, con partículas de plata (1000ppm). Indicado para heridas infectadas. El apósito de Ciruheal es fabricado de fibras derivadas de algas marinas.

Está diseñado para ser altamente absorbente y formar un gel que cubre la herida manteniendo un ambiente húmedo, así evitando que el apósito se adhiera a la herida.



PRESENTACIÓN

- 10X10cm. Código ciru0004
- 2x30cm. Código ciru0003

APÓSITO DE TULL PARAFINADO NO ADHERENTE

DESCRIPCIÓN

Producto desechable compuesto de gasa, parafina y papel de liberación. El tull protege el lecho de la herida además de prevenir la adhesión a esta.

Indicación

Está destinado a cubrir el lecho de la herida permitiendo el intercambio gaseoso.



PRESENTACIÓN

- 10X10cm. Código ciru0009
- 5x5cm. Código ciru0008

Certificaciones FDA Registration No 3007124979,
ISO 13485 Registro ISP 1426, CE.

Apósitos para el manejo avanzado de heridas

➤ Ciruheal

APÓSITO DE ESPUMA

DESCRIPCIÓN

Producto estéril desechable, de textura suave y altamente absorbente. La función principal es promover un ambiente húmedo en el lecho de la herida, disminuyendo el riesgo de maceración, permitiendo así una adecuada y óptima cicatrización.



PRESENTACIÓN
10x10cm. Código ciru0005

APÓSITO DE HIDROGEL AMORFO

DESCRIPCIÓN

Un hidrogel es un gel hidroactivo, transparente y con estructura amorfa

Los geles amorfos constan usualmente de agua o glicerina entre un 80% y un 96%, y se vuelven líquidos o se amoldan a la forma de la herida a medida que el exudado es absorbido.

Ciruheal Hidrogel contiene contiene Propyleneglycol, Carboximetilcelulosa (CMC), agua purificada y cloruro de calcio.



PRESENTACIÓN

- Tubo de 15g. Código ciru00011
- Tubo de 25g. Código ciru00010

Apósitos para el manejo avanzado de heridas

➤ Ciruheal

APÓSITO DE HIDROCOLOIDE

DESCRIPCIÓN

Producto estéril y desechable, compuesto por gránulos de carboximetilcelulosa (CMC) de sodio que ayudan a absorber exudados en la herida.

Las partículas hidrofílicas de CMC forman una sustancia semisólida, similar a un gel, proporcionando un ambiente húmedo para la herida.



PRESENTACIÓN

- 10x10cm extrafino
- 10x10cm estándar

APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO

DESCRIPCIÓN

Apósito compuesto de alginato de calcio y sodio en diferentes concentraciones derivado de las algas marinas.

Está diseñado para ser altamente absorbente y formar rápidamente un gel, proporcionando así un ambiente húmedo y suave que favorece la curación de la herida.



PRESENTACIÓN

- 10x10cm. Código ciru0001
- 2x10cm. Código ciru0002

Cuidado de cicatrices

➤ Megdel (Silimed)

MEDGEL PLACA

Indicado para cicatrices anchas o dispersas, por ejemplo, provenientes de quemaduras.


REF	cm		QTD
	A	B	
1240 - 010 1	10	10	1



MEDGEL TIRA

Indicado para cicatrices lineales, como abdominoplastia, mamoplastia, cesárea, cirugía cardíaca, etc.

REF	cm		QTD
	A	B	
1240 - 011 1	30	2.0	1
1240 - 011 2	30	2.0	2
1240 - 011H	30	2.0	12



MEDGEL DISCO

Indicado para cicatrices areolares, por ejemplo tanto como para reducción o para agrandamiento mamario.

REF	cm		QTD
	A	B	
1240 - 012 2	7	2	2



MEDGEL COAT

Indicado para zonas descubiertas, como manos, cuello y rostro, que no tienen contacto con la ropa.

REF	g		QTD
	A	B	
1230 - 015	15	1	1



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

Actisorb™ Plus 25

APÓSITO CON CARBÓN ACTIVADO
CON PLATA

¿Qué es?

Es un apósito microbicida típico compuesto por una malla de carbón activado puro impregnado con plata metálica, contenido en el interior de una malla termosellada de fibras de nylon no tejida.



Fibracol™ Plus

APÓSITO DE COLÁGENO CON
ALGINATO PARA HERIDAS

¿Qué es?

Apósito compuesto por un 90% de fibras de colágeno y 10% de alginato de calcio. Esta combinación de biopolímeros naturales combina el apoyo estructural de las fibras de colágeno con las propiedades de formación de gel de los alginatos, convirtiéndolo en un apósito suave, confortable, absorbente y cómodo para favorecer la granulación y la epitelización de las heridas.

Propiedades

- El apósito, en presencia de exudado, mantiene un microambiente fisiológicamente húmedo en el lecho de la herida, favoreciendo la formación de tejido de granulación y epitelización. Es versátil como apósito primario.
- Se puede cortar.
- Tiene propiedades hemostáticas.
- Se adapta a distintos tipos de exudado, pudiendo usarse en heridas con bajo, moderado o alto exudado.



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

Promogran Prisma™ MATRIZ EQUIVALENTE DE HERIDAS

¿Qué es?

es una matriz estéril, liofilizada, compuesta de un 55% de colágeno, un 44% de celulosa oxidada regenerada (COR) y un 1% de un compuesto de plata-COR.

¿Qué hace?

Modula y re-equilibra el ambiente de la herida al provocar.

1. Secuestro y desactivación de las proteasas de la matriz, elastasa y plasmina, cuyo exceso se ha demostrado es perjudicial en las heridas crónicas.
2. Protección contra la degradación por este exceso de proteasas de los factores de crecimiento presentes de forma natural.



Silvercel™ No adherente APÓSITO ANTIMICROBIANO NO ADHERENTE DE HIDROALGINATO CON PLATA

¿Qué es?

Es un apósito antimicrobiano de hidroalginato con plata (*), que posee una capa no adherente de Etil-metil-acrilato (EMA) para proteger el lecho de la herida, en especial durante el cambio del apósito. (*)=51% alginato Ca + 9% CMC + 32% fibras XStatic® + 8% plata metálica
3M™ Silvercel™ No Adherente no contiene latéx.

¿Qué hace?

Por su contenido de plata, el apósito antimicrobiano 3M™ Silvercel™ No adherente asegura una protección duradera y eficaz frente a un amplio espectro de microorganismos asociados con la colonización y la infección de heridas.



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

Adaptic Touch™ APÓSITO NO ADHERENTE DE SILICONA

¿Qué es?

Es un apósito primario de malla abierta compuesto por acetato de celulosa revestido con una capa de silicona de suave adherencia, que permite que pueda permanecer en el lugar de aplicación, facilitando a su vez su retiro atraumático de la herida y de la piel perilesional.

Adaptic™ APÓSITO NO ADHERENTE DE ACETATO DE CELULOSA IMPREGNADO DE PETROLATO

¿Qué es?

Es un apósito primario no adherente compuesto por una malla abierta, especialmente tejida de acetato de celulosa, recubierta con una emulsión de petrolato. A diferencia de otros apósitos, la emulsión de petrolato evita reacciones de hipersensibilidad, y para proteger el tejido de la herida y favorecer la generación tisular, evitando al máximo la adherencia y el traumatismo.



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

Coban 2 Capas

SISTEMA COMPRESIVO EFICIENTE Y CÓMODO, QUE LOGRA COMPRESIÓN SOSTENIDA HASTA 7 DÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE EDEMA Y LINFEDEMA (ÚLCERAS VENOSAS).

¿Qué es?

Es un sistema de dos capas. La capa interna de Confort es una capa que por un lado es de espuma poliuretano que va en contacto con la piel y por el otro lado está compuesta por un capa de vendaje autoadherente 3M Coban libre de látex. Y la capa externa está compuesta por vendaje autoadherente 3M Coban libre de látex, modificada para proveer un corto estiramiento. Cuando se aplican se funden en un solo sistema compresivo cómodo, delgado y liviano que logra niveles de presión sostenidos.



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

Cavilon™ PELÍCULA PROTECTORA SIN ARDOR

¿Qué es?

Película protectora que forma una barrera contra adhesivos, humedad y fricción o roce. Al disminuir la fricción (componente del cizallamiento que dura hasta 72 horas), ayuda a reducir el riesgo de daño asociado a incontinencia



Cavilon™ CREMA BARRERA PROTECTORA

¿Qué es?

Crema protectora humectante que proporciona una protección duradera contra los fluidos corporales, mientras hidrata la piel. Formulada con polímeros 3M, está diseñada para pacientes con riesgo de dermatitis asociada a la incontinencia (DAI). Su fórmula concentrada, sin fragancia, resiste el lavado, requiere menos aplicaciones y facilita el cuidado diario. Hipoalergénica y enriquecida con dimeticona, ofrece una mejor protección de la piel. Compatible con gluconato de clorhexidina (CHG), cintas y apósitos.



Cuidado avanzado de heridas

➤ Solventum

3M[®] Transpore[®]

CINTA QUIRÚRGICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE Y SE RASGA FÁCILMENTE.



3M[®] Medipore[™]

CINTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA CREADA PARA ADAPTARSE A LOS MOVIMIENTOS DE SUS PACIENTES.



3M[®] Durapore[™]

CINTA QUIRÚRGICA TIPO SEDA FIJACIÓN FUERTE Y SEGURA.



Apósito Transparente Tegaderm

3M TEGADERM
APÓSITOS TRANSPARENTES, PROTECCIÓN Y FIJACIÓN; SEGURA Y TRANSPARENTE.



3M[®] Micropore[®]

CINTA QUIRÚRGICA DE PAPEL MICROPOROSA RESPIRABLE, NO OCLUSIVA.



Cuidado avanzado de heridas

➤ IMPROSCAR

Improscar Patch

IMPROSCAR PATCH PARA ABDOMINOPLASTIA: CONTIENE EL TAMAÑO DE PARCHES QUE NORMALMENTE SE NECESITAN PARA TRATAR LAS CICATRICES QUE SE PRODUCEN DESPUÉS DE UNA ABDOMINOPLASTIA.

7 DÍAS DE USO

12 RECTÁNGULOS DE 20X3 CM



Improscar Patch

IMPROSCAR PATCH PARA AUMENTO Y REDUCCIÓN MAMARIA: CONTIENE EL TAMAÑO DE PARCHES QUE NORMALMENTE SE NECESITAN PARA TRATAR LAS CICATRICES QUE SE PRODUCEN DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE AUMENTO DE SENOS.

7 DÍAS DE USO

8 RECTÁNGULOS DE 8X3 CM



Cuidado avanzado de heridas

➤ IMPROSCAR

Improscar Patch

IMPROSCAR PATCH RECTÁNGULO:
CONTIENE EL TAMAÑO DE PARCHES QUE
NORMALMENTE SE NECESITAN PARA
TRATAR LAS CICATRICES QUE SE
PRODUCEN DESPUÉS DE UNA CESÁREA Y
DIFERENTES HERIDAS

7 DÍAS DE USO
8 RECTÁNGULOS 8X3 CM



Improscar Stick

IMPROSCAR STICK 50 BARRA A BASE DE
SILICONA RESISTENTE AL AGUA, PARA EL
TRATAMIENTO DE CICATRICES CON SPF 50.
REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LAS
CICATRICES FACIALES.

DISPONIBLE EN 6.5g.



Visítanos en:

www.cirumed.cl



Facebook:

Cirumed Estética

Cirumed Médica



Instagram:

cirumed.estetica

cirumed.medica

