

FICHA TÉCNICA

APÓSITO DE TULL PARAFINADO NO ADHERENTE

DESCRIPCIÓN

Producto desechable compuesto de gasa, parafina y papel de liberación.

El tull protege el lecho de la herida además de prevenir la adhesión a esta.

INDICACIÓN

Está destinado a cubrir el lecho de la herida permitiendo el intercambio de gaseoso.

SUGERENCIAS

- Evite su uso por mas de 7 días (para un solo uso).
- Evite reutilizar para evitar infecciones cruzadas.
- Evite utilizar si el empaque está dañado.

REACCIÓN ADVERSA

Sin reacción adversa

DURACIÓN

3 años

PRESENTACIÓN

- 10X10cm. *Código ciru0009*
- 5x5cm. *Código ciru0008*



ALMACENAMIENTO

Guárdelo en un lugar seco y fresco.

*Certificaciones FDA Registration No 3007124979,
ISO 13485 Registro ISP 1426, CE.*