

FICHA TÉCNICA

APÓSITO DE HIDROCOLOIDE

DESCRIPCIÓN

Producto estéril desechable compuesto por gránulos de carboximetilcelulosa (CMC) de sodio que ayudan a absorber exudados en la herida.

Las partículas hidrofílicas de CMC forman una sustancia semisólida, similar a un gel proporcionando un ambiente húmedo para la herida.

INDICACIONES

Se utiliza en heridas limpias con bajo exudado, mantiene un ambiente húmedo fisiológico además absorbe exudado, permitir el intercambio de gases da protección al lecho de la herida, entre muchas propiedades.

SUGERENCIAS

- a. Usar con precaución en heridas infectadas.
- b. Consulte a su paciente si es alérgico a hidrocoloides.
- c. Si lo utiliza como apósito primario, evalúe si es necesario ocupar un apósito secundario de refuerzo.
- d. Apósito desechable que puede estar hasta 7 días en el lecho de la herida según características de ella.

PRESENTACIÓN

- 10X10cm extrafino. **Código 0006**
- 10x10cm estándar. **Código 0007**



**Certificaciones FDA Registration No 3007124979,
ISO 13485 Registro ISP 1426, CE.**