

FICHA TÉCNICA

APÓSITO DE ALGINATO DE CALCIO

DESCRIPCIÓN

Apósito compuesto de alginato de calcio y sodio en diferentes concentraciones derivado de las algas marinas.

Esta diseñado para ser altamente absorbente formando rápidamente un gel proporcionando un ambiente de curación húmedo y suave para la herida.

INDICACIONES

El apósito de alginato esta indicado para lesiones con exudado de moderado a alto sin infección.

SUGERENCIAS

- Evitar uso en heridas sangrantes no controladas.
- El apósito secundario que cubre al alginato debe ser mas grande que el primario.
- Cuando el apósito de alginato cambia completamente a gel este debe ser cambiado.
- Evite su uso si este está dañado.
- Este producto es desechable, evite su reutilización.

REACCIÓN ADVERSA

Sin reacción adversa

DURACIÓN

3 años



PRESENTACIÓN DE ESTE PRODUCTO

- 10X10cm. **Código ciru0001**
- 2x30cm. **Código ciru0002**

**Certificaciones FDA Registration No 3007124979,
ISO 13485 Registro ISP 1426, CE.**