

# SISTEMA COMPRESOR DINÁMICO FMF PECTUS CARINATUM

**PECTUS CARINATUM** es la forma anormal del pecho, una protuberancia tanto del esternón (hueso del pecho) como de la porción del cartílago de las costillas, pecho arqueado (pecho de paloma).

Dentro de su tratamiento No invasivo encontramos **Sistema Compresor Dinámico FMF**.



El Sistema Compresor Dinámico FMF es un dispositivo específicamente diseñado para tratar no-quirúrgicamente el pectus carinatum y sus variantes. Provistos de un innovador sistema de medición de presión y mecanismos de ajuste que garantizan la corrección gradual y efectiva de las deformidades de la pared torácica.

Esta confeccionado en aluminio de aleación ultraliviana y posee una placa metálica adaptada a la protrusión, un punto de apoyo posterior y un sistema que permite medir presiones.

Mediante un medidor de presión de corrección se determina la fuerza necesaria para corregir el pectus Carinatum.

**MARCA: SISTEMA COMPRESOR DINÁMICO FMF**

**FABRICANTE: PAMPAMED SRL**

**ORIGEN: ARGENTINA**

**CERTIFICACIONES: ANMAT – FDA – CE**